

Technisches Datenblatt

Space^{plus} Generation

Space ^{plus} Station mit Space ^{plus} Cover				
Produktspezifikationen				
Klassifikation	Gemäß Verordnung EU 2017/745 <ul style="list-style-type: none"> ▪ I Gemäß IEC 60601-1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Station: Schutzklasse I ▪ Cover: Schutzklasse II ▪ Dauerbetrieb ▪ Für defibrillationsgeschützte Anwendungsteile des Typs CF 			
Feuchteschutz	IP44 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 1,0 mm ▪ Schutz gegen Spritzwasser, das aus allen Richtungen auftrifft 			
EMV	IEC 60601-1:2005 + A1:2012 IEC 60601-1-2:2014			
Betriebsbedingungen	+5 °C ... + 40 °C Relative Luftfeuchte: 30% ... 90% (ohne Betauung), Atmosphärischer Luftdruck: 500 ... 1.060 mbar			
Stromversorgung	100 – 240 V, 50 – 60 Hz			
Akkulaufzeit	ca. 4 Stunden für <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x Space^{plus} Station ▪ 1 x Space^{plus} Cover 			
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaltgerätestecker für Stromversorgung (240 V) ▪ Zwei Zubehöranschlüsse für Zubehörkabel und Personalruf ▪ Infrarot-Schnittstellen für die Kommunikation mit den Infusionspumpen 			
Maße (B x H x T)	Station: 285 x 320 x 230 mm Cover: 205 x 45 x 250 mm			
Gewicht	Station: 3,6 kg Cover: 1,2 kg			
Alarm-Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ große und gut sichtbare Status- und Alarmanzeige der Infusionspumpen ▪ Zentraler akustischer Alarm 			
Konfigurationen				
System	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Gewicht [kg]
1 x Space ^{plus} Station 1 x Space ^{plus} Cover 4 x Space ^{plus} Infusionspumpen	335	345	270	12,8
2 x Space ^{plus} Station 1 x Space ^{plus} Cover 8 x Space ^{plus} Infusionspumpen	335	645	270	24,4
3 x Space ^{plus} Station 1 x Space ^{plus} Cover 12 x Space ^{plus} Infusionspumpen	335	945	270	36,0
4 x Space ^{plus} Station 1 x Space ^{plus} Cover 16 x Space ^{plus} Infusionspumpen	335	1.245	270	47,6
5 x Space ^{plus} Station 1 x Space ^{plus} Cover 20 x Space ^{plus} Infusionspumpen	335	1.545	270	59,2
6 x Space ^{plus} Station 1 x Space ^{plus} Cover 24 x Space ^{plus} Infusionspumpen	335	1.845	270	70,8

* Für weitere Details siehe Gebrauchsanweisung